

Anticuerpo Policlonal Anti-Hmgcr Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04035

Número de artículo: CM0021112



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra HMGCR (3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima A reductasa), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA en humanos, ratones y ratas. Adecuado para la investigación del metabolismo del colesterol.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalle
Nombre del producto	HMGCR Rabbit pAb
Observaciones/alias	LDLCQ3; HMGCR
Especie	Humano
GeneID (humano)	3156
GeneID	3156
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P04035
Peso de la proteína	97 kDa
Envío	Bolsa de hielo