


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hmgcs1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q01581

Número de artículo: CM0029658



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra HMGCS1 humano, validado en WB, IF/ICC y ELISA con reactividad cruzada hacia ratón y rata. Ideal para estudios de metabolismo del colesterol y biosíntesis de lípidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	pAb de conejo anti-HMGCS1
Observaciones/Alias	HMGCS; HMGCS1
Especie	Humano
GeneID (humano)	3157
GeneID	3157
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 241-520 de HMGCS1 humano (NP_002121.4).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q01581
Peso Molecular de la Proteína	57kDa
Envío	Bolsa de hielo