


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hmgcs2 Para Wb, If, Ihc-P, Elisa - P54868

Número de artículo: CM0006959



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra HMGCS2 humano, validado para WB, IF, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Útil para estudios de cetogénesis y metabolismo mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra HMGCS2
Observaciones/Sinónimos	HMGCS2; sintasa de hidroximetilglutaril-CoA; mitocondrial; sintasa de 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A; sintasa 2 de 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA
Especie	Humano
ID del gen	3158
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 400-500 de HMGCS2 humano. (NP_005509.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P54868
Peso de la proteína	50KDa/52KDa/56KDa
Envío	Bolsa de hielo