


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hmgcs2 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P54868

Número de artículo: CM0013903



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra HMGCS2 humano, validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigaciones sobre cetogénesis, metabolismo lipídico y función mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra HMGCS2
Observaciones/Alias	HMGCS2
Especie	Humano
GeneID	3158
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 269-508 de HMGCS2 humano (NP_005509.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P54868
Peso molecular	57 kDa
Envío	Bolsa de hielo