

Anticuerpo Policlonal Anti-Hmgn1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P05114

Número de artículo: CM0025140

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra HMGN1 humano (HMG14), una proteína cromosómica no histónica. Validado para WB, IF/ICC y ELISA; reacciona con humano y ratón. Adecuado para la investigación de cromatina y expresión génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HMGN1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HMG14; HMGN1
Especie	Humano
GeneID	3150
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del HMGN1 humano (NP_004956.5).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P05114
Peso Proteico	11kDa
Envío	Bolsa de hielo