

Anti-Hmox1 (Ho-1) Anticuerpo Monoclonal De Conejo Para Citometría De Flujo Intracelular - P09601

Número de artículo: CM0008261



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra HMOX1 (HO-1) humano para citometría de flujo intracelular. Validado para estudios de apoptosis, estrés oxidativo y degradación del grupo hemo. SWISS: P09601.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano HMOX1 mAb
Observaciones/Alias	HO-1; HSP32; HMOX1D; bK286B10
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3162
GeneID	3162
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-265 de la Heme Oxigenasa 1 humana (HO-1/HMOX1) (NP_002124.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P09601
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo