

Anticuerpo Policlonal Anti-Hmox1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P14901

Número de artículo: CM0024444

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra Hmox1 de ratón (hemo oxigenasa 1), validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona con ratón y rata. Ideal para estudios de apoptosis, estrés oxidativo y metabolismo del hemo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Hmox1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HO1; HO-1; Hmox; Hemox; Hsp32; D8Wsu38e; Hmox1
Especie	Ratón
GenelD (humano)	15368
GenelD	15368
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-266 de Hmox1 de ratón (NP_034572.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P14901
Peso Proteico	33KDa
Envío	Bolsa de hielo