


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hmox2 Para Wb, Elisa - P30519

Número de artículo: CM0027903



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra HMOX2 (heme oxigenasa-2) validado para Western blot y ELISA. Reacciona con HMOX2 humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación del catabolismo del hemo y la señalización de CO.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HMOX2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HO-2; HMOX2
Especie	Humano
GenelD (Humano)	3163
GenelD	3163
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 de HMOX2 humano (NP_002125.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P30519
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo