

Anticuerpo Monoclonal Anti-Hnf-4-Alfa Para Wb, Ihc-P, Elisa Y Chip - P49698

Número de artículo: CM0002164

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra HNF-4-alfa, un receptor nuclear crítico para el desarrollo hepático y el ritmo circadiano. Validado para WB, IHC-P, ELISA y ChIP con reactividad cruzada en humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HNF-4-alfa Ac. m. Conejo
Observaciones/Alias	Hnf4; HNF-4; MODY1; Nr2a1; Tcf14; TCF-14; Hnf4alpha; HNF-4-alfa
Especie	Ratón
ID Gen (Humano)	3172
ID Gen	15378
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA, ChIP
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49698
Peso Proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo