


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hnf1A Para Wb, Elisa - P20823

Número de artículo: CM0029124



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el factor nuclear 1-alfa de hepatocitos (HNF1 α) humano, adecuado para WB y ELISA. Detecta HNF1 α endógeno en muestras humanas, de ratón y de rata. Para investigación sobre transcripción específica del hígado y diabetes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	HNF1 α pAb de conejo
Observaciones/Alias	HNF1; LFB1; TCF1; HNF4A; MODY3; TCF-1; HNF-1A; IDDM20; HNF1alpha; HNF-1-alpha; HNF1 α
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6927
GeneID	6927
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-130 del HNF1 α humano (NP_000536.6).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P20823
Peso proteico	67kDa
Envío	Bolsa de hielo