

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hnf3B/Foxa2 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Y261

Número de artículo: CM0003068



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra HNF3 β /FOXA2 humano (Q9Y261). Adecuado para aplicaciones de WB, IF/ICC, IP y ELISA. Ideal para investigaciones sobre desarrollo, homeostasis de la glucosa y función hepática.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HNF3 β /FOXA2 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	HNF3B; TCF3B; HNF-3-beta; HNF3 β /FOXA2
Especie	Humano
GeneID (humano)	3170
GeneID	3170
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de HNF3 β /FOXA2 humano (Q9Y261)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y261
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo