

Anticuerpo Policlonal Anti-Hnf4A Para Wb Y Elisa - P41235

Número de artículo: CM0019741



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HNF4A humana, validado para WB y ELISA. Adecuado para el estudio de la regulación transcripcional de genes hepáticos, ritmo circadiano y enfermedades metabólicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HNF4A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TCF; HNF4; MODY; FRTS4; MODY1; NR2A1; TCF14; HNF4a7; HNF4a8; HNF4a9; NR2A21; TCF-14; HNF4alpha; HNF4A
Especie	Humana
GeneID (humana)	3172
GeneID	3172
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 226-325 de HNF4A humana (NP_849180.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana
SWISS	P41235
Peso Molecular	53kDa
Envío	Bolsa de hielo