


## Anticuerpo Policlonal Anti-Hnf4G Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14541

Número de artículo: CM0023749



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra HNF4G humano (NR2A2), validado para Western blot, IF/ICC y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata; detecta una banda de ~46 kDa. Ideal para estudiar la función del factor de transcripción del receptor nuclear.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto           | pAb de Conejo HNF4G                                                                                                                 |
| Observaciones/Alias           | NR2A2; NR2A3; HNF4G                                                                                                                 |
| Especie                       | Humano                                                                                                                              |
| GeneID (Humano)               | 3174                                                                                                                                |
| GeneID                        | 3174                                                                                                                                |
| Inmunógeno                    | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 366-445 de HNF4G humano (NP_004124.4). |
| Origen                        | Conejo                                                                                                                              |
| Categoría                     | Anticuerpos Policlonales                                                                                                            |
| Aplicación                    | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                   |
| Reactividad Cruzada           | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                 |
| SWISS                         | Q14541                                                                                                                              |
| Peso Molecular de la Proteína | 46kDa                                                                                                                               |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                      |