


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hnf4G Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14541

Número de artículo: CM0012131



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-HNF4G validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con HNF4G de humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre regulación transcripcional y receptores nucleares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HNF4G mAb de conejo
Observaciones/Alias	NR2A2; NR2A3; HNF4G
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	3174
ID de gen	3174
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 319-408 de HNF4G5 humano (NP_004124.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14541
Peso de proteína	46kDa
Envío	Bolsa de hielo