

## Anticuerpo Policlonal Anti-Hnmt Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P50135

Número de artículo: CM0020444



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HNMT humana. Validado para WB, IF/ICC, IP y ELISA. Reacción cruzada con ratón. Ideal para la investigación del metabolismo de la histamina y la respuesta de las vías respiratorias.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | pAb de conejo anti-HNMT                                                                                                            |
| Observaciones/Alias | HMT; MRT51; HNMT-S1; HNMT-S2; HNMT                                                                                                 |
| Especie             | Humana                                                                                                                             |
| ID de gen (humano)  | 3176                                                                                                                               |
| ID de gen           | 3176                                                                                                                               |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-292 de la HNMT humana (NP_008826.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                           |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                              |
| Reactividad cruzada | Humana, ratón                                                                                                                      |
| SWISS               | P50135                                                                                                                             |
| Peso de la proteína | 33 kDa                                                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                     |