

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hnmt Para Wb, Ip, Elisa - P50135

Número de artículo: CM0017698



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-HNMT de alta calidad validado para WB, IP, ELISA, dirigido contra la histamina N-metiltransferasa humana y de ratón (33kDa). Ideal para la investigación del metabolismo de la histamina y la respuesta de las vías respiratorias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HNMT Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HMT; MRT51; HNMT-S1; HNMT-S2; HNMT
Especie	Humano
GeneID	3176
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-292 de la HNMT humana (NP_008826.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P50135
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo