


Anticuerpo Policlonal Anti-Hnrnp A1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P09651

Número de artículo: CM0021497



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra hnRNP A1 humano, validado por KO, para Western blot, inmunofluorescencia/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Para uso en investigación en estudios de procesamiento, empalme y transporte de ARNm.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] hnRNP A1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	UP 1; ALS19; ALS20; HNRPA1; IBMPFD3; HNRPA1L3; hnRNP A1; hnRNP-A1; A1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3178
ID del Gen	3178
Inmunógeno	Proteína recombinante que contiene los aa 1-140 de hnRNP A1 humano (NP_002127.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09651
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo