


Anticuerpo Policlonal Anti-Hnrnp A1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09651

Número de artículo: CM0025611



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra hnRNP A1 humana (P09651). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación de empalme, transporte de ARN y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	hnRNP A1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	UP 1; ALS19; ALS20; HNRPA1; IBMPFD3; HNRPA1L3; hnRNP A1; hnRNP-A1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3178
ID del Gen	3178
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-372 de hnRNP A1 humana (NP_112420.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09651
Peso de la Proteína	39kDa
Envío	Bolsa de hielo