


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hnrnp A1 Para Wb - P09651

Número de artículo: CM0003158



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra hnRNP A1 humano (P09651). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar el procesamiento de mRNA y la neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	hnRNP A1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	UP 1; ALS19; ALS20; HNRPA1; IBMPFD3; HNRPA1L3; hnRNP A1; hnRNP-A1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3178
GeneID	3178
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 250-350 del hnRNP A1 humano (P09651)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09651
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo