

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hnrnp C Para Wb, If, Elisa - P07910

Número de artículo: CM0010863



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-hnRNP C, reactivo con humanos y ratones, validado para WB, IF/ICC, IF-P y ELISA. Se dirige a las ribonucleoproteínas nucleares heterogéneas C1/C2, involucradas en la unión y el splicing del pre-ARNm.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	hnRNP C Rabbit mAb
Observaciones/Alias	C1; C2; HNRNP; HNRPC; SNRPC; hnRNP C
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3183
GeneID	3183
Inmunógeno	Proteína recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 80-170 de la hnRNP C humana (P07910)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P07910
Peso de la proteína	34kDa
Envío	Bolsa de hielo