

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hnrnp C1/C2 - P07910

Número de artículo: CM0019847



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la hnRNP C humana (C1/C2). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA; reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudios sobre unión a pre-ARNm, estabilidad del ARNm y empalme.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	hnRNP C pAb de Conejo
Observaciones/Alias	C1; C2; HNRNP; HNRPC; SNRPC; hnRNP C
Especie	Humano
GeneID (humano)	3183
GeneID	3183
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 86-190 de la hnRNP C humana (NP_112604.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P07910
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo