

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hnrnp E1/Pcbp1 Para Wb, Elisa - Q15365

Número de artículo: CM0003667



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra PCBP1 humano (hnRNP E1). Validado para WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Proteína de unión a poli(rC) implicada en el procesamiento del ARN y la eritropoyesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	hnRNP E1/PCBP1 Ac. m. de Conejo
Observaciones/Alias	HNRPX; HNRPE1; hnRNP-X; HEL-S-85; hnRNP-E1; hnRNP E1/PCBP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5093
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de PCBP1 humano (Q15365)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15365
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo