

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hnrnp E1/Pcbp1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15365

Número de artículo: CM0004025



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alto rendimiento contra hnRNP E1/PCBP1 humano (SWISS: Q15365). Validado para WB, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada a humano y ratón. Ideal para la investigación de proteínas de unión a ARN y eritropoyesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	hnRNP E1/PCBP1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	HNRPX; HNRPE1; hnRNP-X; HEL-S-85; hnRNP-E1; hnRNP E1/PCBP1
Especie	Humano
GeneID	5093
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de hnRNP E1/PCBP1 humano (NP_006187.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q15365
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo