


## Anticuerpo Policlonal Anti-Hnrnp E2/Pcbp2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15366

Número de artículo: CM0024704



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra hnRNP E2/PCBP2 humano (Q15366), validado en WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar el procesamiento del ARN y la inmunidad innata antiviral.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | hnRNP E2/PCBP2 Conejo pAb                                                                                                                           |
| Observaciones/Alias | HNRPE2; HNRNPE2; hnRNP-E2; hnRNP E2/PCBP2                                                                                                           |
| Especie             | Humano                                                                                                                                              |
| GeneID (Humano)     | 5094                                                                                                                                                |
| GeneID              | 5094                                                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 150-250 de hnRNP E2/PCBP2 humano (NP_001122383.1). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                              |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                            |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                            |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                                 |
| SWISS               | Q15366                                                                                                                                              |
| Peso Proteico       | 39kDa                                                                                                                                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                      |