


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hnrnp E2/Pcbp2 Para Wb, Ip, Elisa - Q15366

Número de artículo: CM0003879



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra hnRNP E2/PCBP2 humano. Validado para WB, IP, ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en señalización antiviral, metabolismo del ARN y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra hnRNP E2/PCBP2
Observaciones/Alias	HNRPE2; HNRNPE2; hnRNP-E2; hnRNP E2/PCBP2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5094
GeneID	5094
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 220-350 de la hnRNP E2/PCBP2 humana (NP_001122383.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15366
Peso de la proteína	39 kDa
Envío	Bolsa de hielo