

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hnrnp F Para Wb, If/Icc, Elisa - P52597

Número de artículo: CM0007661



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra hnRNP F humano. Validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Útil para estudiar el procesamiento del pre-ARNm y el corte y empalme alternativo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	hnRNP F mAb de conejo
Observaciones/Alias	HNRNPF; HNRPF; OK/SW-cl.23; mcs94-1; ribonucleoproteína nuclear heterogénea F; hnRNP F
Especie	Humana
ID del gen	3185
Inmunógeno	Péptido sintético derivado de hnRNP F humano
Origen	Rabbit
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P52597
Peso de la proteína	46 kDa
Envío	Bolsa de hielo