

Anticuerpo Policlonal Anti-Hnrnp K Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61978

Número de artículo: CM0022509



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la hnRNP K humana (P61978), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Inmunógeno recombinante (aa 1-280). Ideal para estudios sobre el metabolismo del pre-ARNm y la respuesta al daño del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-hnRNP K
Observaciones/Alias	AUKS; CSBP; TUNP; HNRPK; hnRNP K
Especie	Humano
GeneID (humano)	3190
GeneID	3190
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de la hnRNP K humana (NP_112552.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P61978
Peso de la proteína	51 kDa
Envío	Bolsa de hielo