

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hnrnp K Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61978

Número de artículo: CM0002689



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra hnRNP K humana; validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación sobre procesamiento de pre-ARNm, señalización de p53 y diferenciación neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	hnRNP K mAb de conejo
Observaciones/Alias	AUKS; CSBP; TUNP; HNRPK; hnRNP K
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3190
GeneID	3190
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-100 de la hnRNP K humana (P61978).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P61978
Peso de la proteína	49kDa/51kDa
Envío	Bolsa de hielo