


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hnrnp Q/Syncrip Para Wb, Ihc-P, Elisa - O60506

Número de artículo: CM0030908



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra hnRNP Q/SYNCRIP, validado para aplicaciones WB, IHC-P, ELISA. Detecta hnRNP Q endógeno en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudios de procesamiento de mRNA y regulación de la traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	hnRNP Q/SYNCRIP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PP68; NSAP1; GRYRBP; HNRNPQ; HNRPQ1; GRY-RBP; hnRNP-Q; hnRNP Q/SYNCRIP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10492
GeneID	10492
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 del hnRNP Q humano /hnRNP Q/SYNCRIP (NP_001153146.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60506
Peso Proteico	70kDa
Envío	Bolsa de hielo