

Anticuerpo Monoclonal Anti-Hnrnp U Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q00839

Número de artículo: CM0009607

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra hnRNP U humano (Q00839) validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación sobre cromatina, biología del ARN y ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	hnRNP U Rabbit mAb
Observaciones/Alias	SAFA; DEE54; HNRPU; SAF-A; U21.1; pp120; EIEE54; GRIP120; hnRNP U; HNRNPU-AS1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3192
GeneID	3192
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de la hnRNP U humana (Q00839)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q00839
Peso de la proteína	91 kDa
Envío	Bolsa de hielo