

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hnrnp U Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q00839

Número de artículo: CM0028031

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra hnRNP U (SAF-A), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA en humanos, ratones y ratas. Apto para estudios de arquitectura de cromatina, transcripción y biología del ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra hnRNP U
Observaciones/Alias	SAFA; DEE54; HNRPU; SAF-A; U21.1; pp120; EIEE54; GRIP120; hnRNP U; HNRNPU-AS1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	3192
ID de gen	3192
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 608-825 de la hnRNP U humana (NP_114032.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q00839
Peso de la proteína	91kDa
Envío	Bolsa de hielo