

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hnrnpa0 Para Wb, Ip, Elisa - Q13151

Número de artículo: CM0028975

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HNRNPA0 humano (HNRPA0). Validado para aplicaciones de WB, IP, ELISA con reactividad cruzada en humano, ratón y rata. Adecuado para estudios de regulación postranscripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HNRNPA0 Conejo pAb
Observaciones/Alias	HNRPA0; HNRNPA0
Especie (Reactividad)	Humano
ID del Gen (Humano)	10949
ID del Gen	10949
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-180 de HNRNPA0 humano (NP_006796.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13151
Peso Molecular de la Proteína	31kDa
Envío	Bolsa de hielo