

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hnrnpa3 Para Wb - P51991

Número de artículo: CM0021283

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra HNRNPA3 humana (P51991). Validado para WB, IHC-P, ELISA; reacciona cruzadamente con ratón, rata. Alta especificidad, ideal para estudiar el tráfico y el empalme de ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HNRNPA3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FBRNP; HNRPA3; D10S102; 2610510D13Rik; HNRNPA3
Especie	Humano
ID de Gen	220988
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de la HNRNPA3 humana (NP_001317178.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P51991
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo