

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hnrnpcl1 Para Wb Y Elisa - O60812

Número de artículo: CM0023030

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HNRNPCL1 humana, validado para Western blot (WB) y ELISA. Adecuado para investigación de ensamblaje de nucleosomas y cromatina. UniProt O60812, 32 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	HNRNPCL1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HNRNPCL1; HNRNPCL1
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	343069
ID del gen	343069
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 200 y el extremo C-terminal de HNRNPCL1 humana (NP_001013653.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	O60812
Peso proteico	32 kDa
Envío	Bolsa de hielo