


Anticuerpo Policlonal Anti-Hnrnpd Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q14103

Número de artículo: CM0018142



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HNRNPd (AUF1) para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Validado en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la biología del ARN y la investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HNRNPd Rabbit pAb
Observaciones/Alias	P37; AUF1; AUF1A; HNRPD; hnRNPd0; HNRNPd
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3184
GeneID	3184
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-306 de HNRNPd humano (NP_002129.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14103
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo