


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hnrnpd Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q14103

Número de artículo: CM0005354



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra HNRNPD humano (AUF1), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Ideal para estudios de estabilidad de ARNm y ritmo circadiano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-HNRNPD
Observaciones/Alias	P37; AUF1; AUF1A; HNRPD; hnRNPD0; HNRNPD
Especie	Humano
ID de gen (humano)	3184
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de HNRNPD humano (NP_112738.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14103
Peso de la proteína	38 kDa
Envío	Bolsa de hielo