

Anticuerpo Policlonico Anti-Hnrnpdl Para Wb, If/Icc, Elisa - O14979

Número de artículo: CM0018560



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HNRNPDL humana, validado para WB, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para estudios de transcripción y unión a ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HNRNPDL Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HNRNP; JKTBP; HNRPDL; JKTBP2; LGMD1G; LGMD3; laAUF1; HNRNPDL
Especie	Humana
ID de Gen (Humano)	9987
ID de Gen	9987
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 261-420 de la HNRNPDL humana (NP_112740.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14979
Peso Molecular	46kDa
Envío	Bolsa de hielo