


Anticuerpo Policlonal Anti-Hnrnp1 Para Wb - P31943

Número de artículo: CM0030526



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra HNRNP1 humano. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar el empalme de pre-mRNA y complejos hnRNP.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HNRNP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HNRPH; HNRPH1; NEDCDS; hnRNP; HNRNP1
Especie	Humano
GeneID	3187
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 191-449 de HNRNP1 humano (NP_005511.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P31943
Peso Proteico	49kDa
Envío	Bolsa de hielo