

Anticuerpo Policlonal Anti-Hnrnpl Para Wb, If/Icc, Elisa - P14866

Número de artículo: CM0026432



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proteína humana HNRNPL, una proteína de unión a ARN implicada en el empalme y la regulación transcripcional. Validado para WB, IF/ICC, ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de expresión génica y neurobiología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HNRNPL Conejo pAb
Observaciones/Alias	HNRPL; hnRNP-L; P/OKcl.14; HNRNPL
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3191
ID del Gen	3191
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 282-589 de la HNRNPL humana (NP_001524.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P14866
Peso Proteico	64kDa
Envío	Bolsa de hielo