

Anticuerpo Policlonal Anti-Hnrnpl Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P14866

Número de artículo: CM0015944



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HNRNPL humano (hnRNP-L) para Western blot, IHC, IF/ICC y ELISA. Validado en humano, ratón y rata. Adecuado para investigación de empalme de ARN y diferenciación neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HNRNPL Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HNRPL; hnRNP-L; P/OKcl.14; HNRNPL
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3191
GeneID	3191
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P14866
Peso Proteico	64kDa
Envío	Bolsa de hielo