

Anticuerpo Policlonal Anti-Hnrnmp Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P52272

Número de artículo: CM0030164



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra HNRNPM, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada a humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de empalme de ARN y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HNRNPM Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CEAR, HNRPM, HTGR1, NAGR1, HNRPM4, HNRNPM4, hnRNP M, HNRNPM
Especie	Humano
ID de Gen	4670
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 491-730 del HNRNPM humano (NP_005959.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P52272
Peso Proteico	78kDa
Envío	Bolsa de hielo