


## Anticuerpo Policlonal Anti-Hnrnpr Para Wb, Ihc-P, Elisa - O43390

Número de artículo: CM0028163



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra HNRNPR, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudios de procesamiento de ARNm y espliceosoma.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | pAb de Conejo HNRNPR                                                                                                                                       |
| Observaciones/Alias | HNRNPR; NEDDFSb; hnRNP-R; HNRNPR                                                                                                                           |
| Especie             | Humano                                                                                                                                                     |
| GeneID              | 10236                                                                                                                                                      |
| Inmunógeno          | Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 500 al extremo C-terminal de HNRNPR humano (NP_005817.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                                     |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                                   |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                           |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                                        |
| SWISS               | O43390                                                                                                                                                     |
| Peso Proteico       | 71 kDa                                                                                                                                                     |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                             |