


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hnrnpr [Validado Por Ko] Para Wb, If/Icc, Elisa - O43390

Número de artículo: CM0023448



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra HNRNPR, un componente clave de los ribonucleosomas implicado en el procesamiento del pre-ARNm. Validado para WB, IF/ICC, ELISA en Humano, Ratón, Rata. Ideal para la investigación de empalme (splicing) y enfermedades neurológicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] HNRNPR Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HNRNPR; NEDDFSB; hnRNP-R; PR
Especie	Humano
GeneID (humano)	10236
GeneID	10236
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 550-633 de HNRNPR humana (NP_005817.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43390
Peso Proteico	71kDa
Envío	Bolsa de hielo