


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hnrnpul1 Para Wb, Elisa - Q9Buj2

Número de artículo: CM0024231



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo HNRNPUL1 para WB y ELISA. Reconoce HNRNPUL1 humano y de ratón, un regulador transcripcional y proteína de unión a ARN. Ideal para investigación diagnóstica en transcripción y procesamiento de ARNm.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HNRNPUL1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	E1BAP5; E1B-AP5; HNRPUL1; HNRNPUL1
Especie	Humano
GeneID (humano)	11100
GeneID	11100
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 209-410 de HNRNPUL1 humano (NP_008971.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9BUJ2
Peso Proteico	42-96 kDa
Envío	Bolsa de hielo