

Anticuerpo Policlonal Anti-Hnnpab Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99729

Número de artículo: CM0021960



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HNRPAB (HNRNPAB). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Inmunógeno recombinante. Para el estudio de la unión a ARN, la función de hnRNP y la edición de ARNm de APOB.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HNRPAB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ABBP1; HNRNPAB; HNRPAB
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	3182
ID de gen	3182
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-285 de HNRPAB humano (NP_004490.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99729
Peso de la proteína	36 kDa
Envío	Bolsa de hielo