


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hnrpll Para Wb, Elisa - Q8Wvv9

Número de artículo: CM0018671



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-HNRPLL validado para WB y ELISA. Reconoce el HNRPLL (factor regulador de ARN estromal) humano, de ratón y de rata, un regulador clave del splicing alternativo en varios tejidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HNRPLL Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SRRF; HNRPLL
Especie	Humano
GeneID (humano)	92906
GeneID	92906
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 250-350 del HNRPLL humano (NP_612403.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8WVV9
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo