

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Homer1 Para Wb, Elisa - Q86Ym7

Número de artículo: CM0003708

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante contra Homer1 humano (HOMER, SYN47). Validado para Western blot (WB) y ELISA, con reactividad cruzada a humano y rata. Adecuado para investigación en neurociencias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Homer1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	HOMER; SYN47; Ves-1; HOMER1A; HOMER1B; HOMER1C; Homer1
Especie	Humano
GenelD	9456
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 101-220 de HOMER1 humano (NP_004263.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q86YM7
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo