

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Homer1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q86Ym7

Número de artículo: CM0010864

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Homer1 (HOMER, SYN47, Ves-1). Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA en humano y rata. Ideal para estudiar la señalización de receptores metabotrópicos de glutamato sinápticos y la plasticidad neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Homer1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HOMER; SYN47; Ves-1; HOMER1A; HOMER1B; HOMER1C
Especie	Humano
GeneID (humano)	9456
GeneID	9456
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 170-354 de HOMER1 humana (NP_004263.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q86YM7
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo