

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Homer1 (Wb, If/Icc, Elisa) - Q86Ym7

Número de artículo: CM0023360

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a la HOMER1 humana (SYN47), una proteína de andamiaje postsináptico. Validado para WB, IF/ICC y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para estudios de plasticidad sináptica y señalización de calcio.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | HOMER1 Rabbit pAb                                                                                                        |
| Observaciones/Alias | HOMER; SYN47; Ves-1; HOMER1A; HOMER1B; HOMER1C                                                                           |
| Especie             | Humano                                                                                                                   |
| GeneID (Humano)     | 9456                                                                                                                     |
| GeneID              | 9456                                                                                                                     |
| Inmunógeno          | Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 71-170 de la HOMER1 humana (NP_004263.1). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                   |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                 |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                        |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón                                                                                                            |
| SWISS               | Q86YM7                                                                                                                   |
| Peso Proteico       | 40kDa                                                                                                                    |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                           |