

Anticuerpo Policlonal Anti-Hooc4 Para Wb, Elisa - P09017

Número de artículo: CM0028103

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta afinidad contra HOXC4 humano, validado para Western blot (WB) y ELISA. Reacciona con HOXC4 humano y de ratón, un factor de transcripción homeobox crítico para el desarrollo del eje anteroposterior.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HOXC4 Conejo pAb
Observaciones/Alias	HOX3, cp19, HOX3E, HOXC4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3221
GeneID	3221
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-130 de HOXC4 humano (NP_055435.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P09017
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo